

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 21 lutego 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - nr sprawy 06/18.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu nr3 pozycje 5-12 i stworzy z nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2 dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający w pozycji 5-8 dopuści: kaniule z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, zintegrowany koreczek Luer Lock z wewnętrznym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka co umożliwia łatwe naprowadzenie w światło kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści: kaniule z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, w przeciwieństwie do metalowego zatrzasku który zabezpiecza jedynie przed zakłuciem, zintegrowany koreczek Luer Lock z wewnętrznym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka co umożliwia łatwe naprowadzenie w światło kaniuli, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę?

Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 33:

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści: koreczki z wewnętrznym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka? Wszystkie oferowane produkty tego samego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy pytań nr 1-4:

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych firmy Delta Med., stosowanych z

1

powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju, zaś dla Zamawiającego będzie korzystne ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i logistycznych.

W załączeniu do niniejszych materiały przesłane przez wykonawcę wraz z pytaniami nr 1-4.

Pytanie nr 5:

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą?

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z założoną fabrycznie niewtopioną igłą w rozmiarze 0,4 x 13 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 1, poz. 27:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70 szt. z przeliczenie mi zaokrągleniem „w górę” ilości do 2858 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w Zadaniu nr jeden nie przewidział pozycji 27. Niniejsze zadanie ma pozycji 11.

Pytanie nr 7 dot. Zadania 3, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 8 dot. Zadania nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez łącznika do dodatkowej iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu bez łącznika do dodatkowej iniekcji.

Pytanie nr 9 dot. Zadania nr 6, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści kraniki bez wyczuwalnego indykatora pozycji (tylko optyczny)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10 dot. Zadania nr 9, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, o długości min. 240mm dla, każdego rozmiaru, grubości na palcu 0,08mm $\pm$ (0,01). Opakowanie jednostkowe dla rozmiaru XS-L a'250szt., XL a'240szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o parametrach jak wyżej opisał wykonawca.

Pytanie nr 11 dot. Zadania nr 11, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worek w opakowaniu folia-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona CH 6 – CH 24?

Zadanie nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiamanna CH 8 – CH 18?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 13 dot. 11, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr w rozmiarze 45cm x 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu T-Kehr w rozmiarze 45cm x 18cm.

Pytanie nr 14 dot. 11, poz. 16-17:

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm, wyposażone w 4 otwory boczne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 15:

Zadanie nr 11 poz. 24

Czy Zamawiający oczekuje maty laminowanej, z nieprzemakającą warstwą spodnią, eliminującą bezpośredni kontakt płynów z podłogą?

Zadanie nr 11 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny bez zamknięcia na sznurek?

Zamawiający oczekuje zaoferowania torby na wymiociny wyposażonej w zastawkę antyzwrotną, uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z wnętrza worka, wobec czego zamknięcie na sznurek jest zbędne.

Zadanie nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do g.z.m. z komorą pomiarową o dokładności pomiaru co 1ml w zakresie 3ml – 40ml, z drenem o długości 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 16 dot. Zadania nr 17, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości na 3000 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków w opakowaniu a'30 szt, tj. 9 000 opakowań.

Pytanie nr 17 dot. Zadania nr 21, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści lancety pakowane a'100 szt. z przeliczeniem ilości na 10 opakowań?

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga w tej pozycji zaoferowania lancet w ilość 2 000 sztuk.

Pytanie nr 18 dot. Zadania nr 31, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka bez zatyczki, o średnicy wewnętrznej 5,6mm?


Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 19 dot. Zadania nr 33, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat do ćwiczeń oddechowych z filtrem umieszczonym w aparacie (nie w drenie) w miejscu łączenia drenu z aparatem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

ZAKA, CZNIK1
do pytań nr 1-4:

Neo DELTA VEN[®] 1

KANIULA DO WLEWÓW DOŻYLNÝCH Z POLIURETANU BEZ PORTU

CE

Neo DELTA VEN[®] 2

KANIULA DO WLEWÓW DOŻYLNÝCH Z POLIURETANU Z PORTEM

Spełnienie najwyższych wymagań w terapii dożylniej

Zalety poliuretanu:

Wysoka biokompatybilność

w trakcie długotrwałych zabiegów.



Giętkość – cewnik łatwo dostosowuje się do kształtu żyły.

Elastyczność – poliuretan pozwala na szybki powrót do oryginalnego kształtu kaniuli po wkłuciu, a tym samym do zapewnienia nominalnego przepływu podawanych leków.

Gładka i miękka powierzchnia

kaniuli zmniejsza ryzyko pojawienia się skrzepiny przyściennej – ogranicza to ryzyko powstania zapalenia żył.

- ▲ Ultra ostra igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, umożliwia precyzyjne wkłucie.
- ▲ Doskonale wyprofilowana, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, umożliwia bezbolesne wkłucie i umieszczenie kaniuli w żyłę przy użyciu minimalnej siły.
- ▲ Optymalna odległość pomiędzy końcówką cewnika i ostrzem igły.
- ▲ Cienkościenny cewnik kaniuli posiada paski kontrastujące w RTG.
- ▲ Przezroczysta komora kontrolna potwierdza prawidłowość nakłucia.
- ▲ Filtr hydrofobowy zabezpiecza przed ryzykiem infekcji.
- ▲ Elastyczne skrzydełka pozwalają na łatwe umocowanie kaniuli.
- ▲ Unikalna konstrukcja wspornika cewnika ustawia kaniulę pod optymalnym kątem wkłucia, co zmniejsza naprężenia tkanek w miejscu wkłucia i eliminuje ryzyko perforacji tylnej ścianki naczynia.



DELTA MED[®]
MEDICAL DEVICES

DELTA VEN (FEP) NEO DELTA VEN (PUR)

FEP (Delta Ven) PUR (Neo Delta Ven)
Sterylna, nietoksyczna, apirogenna, jednorazowego użytku,
igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna,
wyposażona w filtr hydrofobowy oraz cewnik z końcówką w kształcie stożka



Obturator

Dla każdego rozmiaru kaniuli (z wyjątkiem 26G) dostępny jest Obturator Luer Lock zgodny z kodami kolorystycznymi kaniul.

Obturator jest zalecany w celu uniknięcia powstawania zakrzepów podczas przerw w infuzjach.

Rozstaw skrzydełek 31mm

Ilość pasków radioceniujących 3



Gauge	L mm	Śr.zew. mm	Śr.wew. mm	Przepływ ml/h	DVT Cod.	NDVT Cod.	 Cod.	DV 1 Cod.	NDV 1 Cod.	 Cod.	DV 2 Cod.	NDV 2 Cod.	 Cod.
 26	19	0,64	0,45	19	3106422	3108522	-	3106522	3108122	-	3103222	3104022	-
 24	19	0,74	0,55	29	3116422	3118522	3015512	3116522	3118122	3015512	3111522	3113122	3010512
 22	25	0,90	0,65	42	3126422	3128522	3025512	3126522	3128122	3025512	3121522	3123122	3020512
 20	32	1,00	0,75	59	3136422	3138522	3035512	3136522	3138122	3035512	3131522	3133122	3030512
 18	32	1,30	0,95	103	3186422	3188522	3085512	3186522	3188122	3085512	3181522	3183122	3080512
 18	45	1,30	0,95	96	3146422	3148522	3045512	3146522	3148122	3045512	3141522	3143122	3040512
 17	45	1,50	1,15	155	3156422	3158522	3055512	3156522	3158122	3055512	3151522	3153122	3050512
 16	45	1,75	1,35	225	3166422	3168522	3065512	3166522	3168122	3065512	3161522	3163122	3060512
 14	45	2,00	1,55	290	3176422	3178522	3075512	3176522	3178122	3075512	3171522	3173122	3070512

Ilość w kartonie: 50
Ilość w pudełku: 200

DELTA *Self Safe*® FEP

Neo DELTA *Self Safe*® PUR



PEŁNY ZAKRES ROZMIARÓW KANIUL DO WLEWÓW
DOŻYLNÝCH Z TEFLONU FEP I POLIURETANU PUR
Z BIERNĄ AKTYWACJĄ ZABEZPIECZENIA

BEZPIECZNA I SKUTECZNA OCHRONA




DELTA *Self Safe*® FEP e Neo DELTA *Self Safe*® PUR

- Radykalnie zmniejszają prawdopodobieństwo przypadkowego zakłucia się igłą.
- Nie wymagają dodatkowych czynności manualnych w porównaniu ze standardowymi kaniulami.

Zabezpieczenie:

- Biernie aktywuje się podczas wyciągania igły z cewnika.
- Całkowicie zabezpiecza ostrze igły, zapewniając skuteczną ochronę.
- Chroni przed ryzykiem przypadkowego zakłucia się igłą po jej całkowitym wysunięciu z cewnika kaniuli.
- Nie posiada metalowych części.



QUALITY
MANAGEMENT
Certificate

Voluntary participation in regular
monitoring according to ISO 9001:2000




Δ DELTA MED®
MEDICAL DEVICES

DELTA Self Safe[®] FEP

Neo DELTA Self Safe[®] PUR


PEŁNY ZAKRES ROZMIARÓW KANIUL DO WLEWÓW
DOŻYLNÝCH Z TEFLONU FEP I POLIURETANU PUR
Z BIERNĄ AKTYWACJĄ ZABEZPIECZENIA




Zabezpieczenie nie zawiera metalowych elementów

Ogólna charakterystyka kaniuli dożylniej


- Trójplaszczynowe ostrze igły.
- Optymalna odległość pomiędzy końcem kaniuli i ostrzem igły.
- Cienkościenna kaniula posiada paski kontrastujące w RTG.
- Przezroczysta komora kontrolna potwierdza prawidłowość nakłucia żyły.
- Mikroporowaty, hydrofobowy filtr zapewnia skutecznie przed ryzykiem infekcji.
- DELTA Self Safe[®] FEP 2 i
Neo DELTA Self Safe[®] PUR 2
posiadają boczny port do dodatkowego podawania leku.






Metoda użycia

- 1) Wprowadź kaniulę dożylną
- 2) Wejście igły do żyły sygnalizowane jest pojawieniem się krwi w komorze kontrolnej. Trzymaj igłę stabilnie i wprowadź kaniulę w żyłę.
- 3) Uciśnij żyłę poza końcówką kaniuli (a). Przytrzymaj kaniulę palcem (b). Wyciągnij igłę (c).



Zabezpieczenie aktywuje się automatycznie

- 4) Całkowicie usuń igłę z zabezpieczeniem z kaniuli (d), w dalszym ciągu uciskaj żyłę zapobiegając wypływowi krwi (f), w dalszym ciągu stabilizuj kaniulę palcami (e) podłącz zestaw do wlewań, korek Luer Lock lub bezigłowy zawór zwrotny.
- 5) Wyrzuć zabezpieczoną igłę zgodnie z przepisami szpitalnymi.



DELTA MED
MEDICAL DEVICES

DELTA SelfSafe® (FEP)
NEO DELTA SelfSafe® (PUR)


FEP (Delta SelfSafe®) PUR (Neo Delta SelfSafe®)
Sterylna, nietoksyczna, apirogenna, jednorazowego użytku,
z automatycznie aktywowanym plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły,
igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna,
wyposażona w filtr hydrofobowy oraz cewnik z końcówką w kształcie stożka

Dla każdego rozmiaru kaniuli (z wyjątkiem 26G) dostępny jest Obturator Luer Lock zgodny z kodami kolorystycznymi kaniul.

Obturator jest zalecany w celu uniknięcia powstawania zakrzepów podczas przerw w infuzjach.

Rozstaw skrzydełek 31mm

Ilość pasków radioceniujących 3



Gauge	L mm	Śr.zew. mm	Śr.wew. mm	Przepływ ml/h	DELTA SelfSafe® T NEO DELTA SelfSafe® T SENZA ALETTE WITHOUT WINGS SANS AILES OHNE FLEXIERFLÜGEL Bez skrzydełek			DELTA SelfSafe® 1 NEO DELTA SelfSafe® 1 CON ALETTE WITH WINGS AVEC DES AILES MIT FLEXIERFLÜGEL Ze skrzydełkami			DELTA SelfSafe® 2 NEO DELTA SelfSafe® 2 CON PORTA E ALETTE WITH PORT AND WINGS AVEC PORT ET AILES MIT PORT UND FLEXIERFLÜGEL Ze skrzydełkami i portem		
					DSS T Cod.	NDSS T Cod.	Cod.	DSS 1 Cod.	NDSS 1 Cod.	Cod.	DSS 2 Cod.	NDSS 2 Cod.	Cod.
24	19	0,74	0,55	29	3716422	3718522	3015512	3716522	3718122	3015512	3711522	3713122	3010512
22	25	0,90	0,65	42	3726422	3728522	3025512	3726522	3728122	3025512	3721522	3723122	3020512
20	32	1,00	0,75	59	3736422	3738522	3035512	3736522	3738122	3035512	3731522	3733122	3030512
18	32	1,30	0,95	103	3786422	3788522	3085512	3786522	3788122	3085512	3781522	3783122	3080512
18	45	1,30	0,95	96	3746422	3748522	3045512	3746522	3748122	3045512	3741522	3743122	3040512
18	50	1,30	0,95	94	3747422	3749522	-	3747522	3749122	-	-	-	-
17	45	1,50	1,15	153	3756422	3758522	3055512	3756522	3758122	3055512	3751522	3753122	3050512
16	45	1,75	1,35	225	3766422	3768522	3065512	3766522	3768122	3065512	3761522	3763122	3060512
16	50	1,75	1,35	223	3767422	3769522	-	3767522	3769122	-	-	-	-
14	45	2,00	1,55	290	3776422	3778522	3075512	3776522	3778122	3075512	3771522	3773122	3070512
14	50	2,00	1,55	288	3777422	3779422	-	3777522	3779122	-	-	-	-

Ilość w kartonie: 50
Ilość w pudełku: 200



MINISTER ZDROWIA

ODPIS

Warszawa, dnia 2000.12. 29

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SF-M- 442 /2000

A N E K S

DO ŚWIADECTWA REJESTRACYJNEGO NR 10955/M/97

z dnia 1997.10.22

wydanego dla materiału medycznego

o nazwie:

Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych Delta-Flo

i Delta-Flo 2 z mandrynam i

produkcji:

DELTA MED S.R.L.Włochy

Na podstawie decyzji Zespołu d/s Materiałów Medycznych Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych /pismo znak:BRM-Z-336/00 z dnia 28.11.2000r/, wyrażam zgodę na wprowadzenie zmiany nazwy handlowej w/w kaniul na:
Delta Ven i Delta Ven 2,prod.j/w.

Aneks jest ważny łącznie ze Świadectwem Rejestracyjnym.



Z upoważnienia

RADCA MINISTWA
p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Gospodarki Produktami Farmaceutycznymi
i Materiałami Medycznymi

Piotr Mierzejewski

Bogdan Wnęk

Z-ca Dyrektora

Poświadczenie notarialne na odwrocie